


OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ ARL 3460 OES



Başlıca Uygulamalar

- Elementel Analiz

Numune Tipleri

- Temiz ve düz yüzeye sahip.
- Tel numuneler için minimum çap 3 mm

Teknik Özellikler

- Kararlılık, düşük analiz limitler ve doğruluk.
- Ultra saftan yüksek alaşımlıya kadar bütün lüminyum alaşımları yüksek hassasiyette (1/100000) analiz edilebilmektedir.